

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/activ-derma-roller-do-mezoterapii-1-0-mm-192-tytanowe-igly-p-7549.html>

Activ Derma Roller do mezoterapii 1,0 mm 192 tytanowe igły



Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

- Dermo - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, która jest jedną z alternatyw dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej, a także głębokich peelingów chemicznych.
- To innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry.
- Dermo Roller ACTIV to wałeczek pokryty cienkimi, tytanowymi mikro-igiełkami o długości od 0,25mm do 2,0mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze.
- Dzięki temu, że są wykonane z tytanu a nie ze stali chirurgicznej są niezwykle cienkie jak ludzki włos i dzięki temu rzeczywiście wbijają się w skórę.
- Precyzja wykonania igieł tytanowych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywania zabiegu.
- Głowica każdego rollera zaopatrzona jest 192 igły TYTANOWE.

Długości igieł i zastosowanie :

- 0,25 mm – delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, poprawa kolorytu
- 0,30 mm – złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu
- 0,50 mm – złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu
- 0,75 mm – złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny
- 1,00 mm – złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień

Długości od 0,25 - 0,50 można stosować do użytku domowego wg wszelkich zasad bezpieczeństwa.

- Derma Roller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanaliki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje.
- Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków.
- Po nałożeniu na skórę substancji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od ,03 % do 3 % substancji.
- Po użyciu derma rollera substancje aktywne wchłaniają się o 3000 % procent więcej.
- Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczynka pozostają nieuszkodzone.
- Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylnie zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany.
- Roller musi być oryginalnie zapakowany.

Jak działa ACTIV System Dermo-Roller?

- zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami
- pobudza żywe warstwy skóry

- prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny
- każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca rozstępy, blizny
- poprawia kontur twarzy
- poprawia jędrność i elastyczność skóry

Skutki działania ACTIV System Dermo- Rollera:

- napięcia i elastyczności
- spłylenie zmarszczek
- eliminacja opadających powiek i kącików ust
- eliminacja skutków fotostarzenia skóry
- wzmocnienie mięśni mimicznych
- spłylenie zmarszczek mimicznych
- rozjaśnienie plam starczych i przebarwień
- pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, przez co są silniejsze i mniej kruche
- pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne
- spłylenie blizn potrądzikowych
- peeling naskórka
- oczyszczenie naskórka
- zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych

Dla kogo ACTIV System Dermo-Roller?

- Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny
- Wykonać go może osoba w każdym wieku i o każdym typie cery
- Może być używany na cienkiej skórze i na wszystkich częściach twarzy i ciała
- Powoduje bezbolesną perforację powierzchni skóry
- Po zabiegu nie występuje nadwrażliwość na promienie słoneczne
- Brak efektów ubocznych

Ważne:

- Zabiegi powinno wykonywać się po znieczuleniu maścią, wg odczuć klienta.
- Należy liczyć się z powstaniem kropelkowego krwawienia na powierzchni skóry, oraz powstaniem strupków.
- Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany, również przed wykonaniem zabiegu roller należy zdezynfekować np. za pomocą AHD.
- Zabieg można wykonywać na soli fizjologicznej.