

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/dives-med-set-ferulic-peel-antyoksydacyjny-kompleks-kwasowy-50-ml-p-13185.html>

Dives Med SET FERULIC PEEL
(antyoksydacyjny kompleks
kwasowy) 50 ml



Cena	285,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dives Med

Opis produktu

Antyoksydacyjny kompleks kwasowy. pH 3,4

Zaawansowany koktajl kwasowy o doskonałej tolerancji do silnej stymulacji przeciwstarzeniowej i ochrony antyoksydacyjnej skóry. Dedykowany do całorocznego niwelowania oznak starzenia egzogenego spowodowanego fotostarzeniem, smogiem i zanieczyszczeniem środowiska.

Formuła produktu bazuje na kwasie ferulowym, floretynie i prorretinolu o wyjątkowym potencjale antyoksydacyjnym i odmładzającym. Synergiczne połączenie z kwasem mlekowym, cytrynowym i jabłkowym potęguje i wzmacnia działanie ochronne przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych takich jak słońce, zanieczyszczenia środowiskowe czy suche powietrze. Poprzez wysoką zawartość najsilniejszych antyoksydantów Ferulic Peel działa wybitnie antyglikacyjnie, chroni i regeneruje DNA komórek, zapobiega powstawaniu hiperpigmentacji postętonicznych i pobudza remodeling kolagenu.

Przywraca skórze wyjątkowy, naturalny i piękny wygląd, który utraciła na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji czy niekorzystnego działania czynników zewnętrznych. Skóra staje się wolna od niedoskonałości, gładka, promienna i pełna młodzieńczego blasku

WSKAZANIA:

- [illegible]

DZIAŁANIE:

- [illegible]

- redukcja rogowców i zmian trądzikowych

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Kwas ferulowy - jeden z najsilniejszych antyoksydantów i najskuteczniejszych składników opóźniających procesu starzenia egzogenego. Uodparnia skórę na promieniowanie ultrafioletowe i negatywny wpływ zanieczyszczeń, smogu i innych czynników środowiskowych. Hamuje aktywność enzymu tyrozynazy, blokując powstawanie przebarwień i hiperpigmentacji. Stymuluje regenerację oraz odtwarzanie endogenego kwasu hialuronowego oraz białek podporowych skóry.

Kwas mlekowy - kwas AHA o umiarkowanej sile działania o silnym działaniu nawilżającym i nawadniającym. Stanowi główny składnik fizjologicznego NMF (naturalnego czynnika nawilżającego). Stymuluje ceramidy naskórka, powodując uszczelnienie płaszcza hydrolipidowego skóry. Wpływa pozytywnie na szybkość wymiany komórek naskórka, dając długotrwały efekt odświeżenia skóry bez uczucia suchości. Hamuje procesy melanotwórcze, skutecznie ograniczając powstawanie przebarwień. Stymuluje indukcję włókien podporowych, dając długoterminowe efekty zagęszczenia i pogrubienia skóry.

Kwas jabłkowy - pobudza skórę do naturalnej odnowy, działa stymulacyjnie na syntezę włókien kolagenowych i elastynowych. Widocznie nawilża i rozjaśnia, zmiękcza i wygładza skórę. Przeciwdziała powstawaniu zaskórników, koi i łagodzi stany zapalne.

Kwas cytrynowy - kwas AHA niezbędny dla cyklu Krebsa i energii życiowej komórek. Inicjuje protokolagen i kwas hialuronowy, jaki i przyrost warstw żywych skóry właściwej i grubości naskórka. Silnie rozjaśnia skórę i nadaje jej blasku.

Floretyna - ma silne działanie przeciwstarzeniowe. Hamuje postępczny rozpad włókien elastynowych w skórze. Silnie depigmentuje skórę i niweluje widoczność przebarwień.

Proretinol - delikatniejsza forma retinolu. Stymuluje proliferację i odnowę naskórka, działa silnie rewitalizująco. Poprzez działanie keratolityczne i depigmentujące rozjaśnia skórę i redukuje przebarwienia.

SKŁAD ZESTAWU:

- Dives Med Ferulic Peel 50% 50ml
- Dives Med Ferulic Peel 10% 100ml
- Dives Med Ferulic Peel 20% 200ml
- Dives Med Ferulic Peel 30% 300ml
- Dives Med Ferulic Peel 40% 400ml
- Dives Med Ferulic Peel 50% 500ml
- Dives Med Ferulic Peel 60% 600ml
- Dives Med Ferulic Peel 70% 700ml
- Dives Med Ferulic Peel 80% 800ml
- Dives Med Ferulic Peel 90% 900ml
- Dives Med Ferulic Peel 100% 1000ml

Set zabiegowy pozwala na wykonanie 20-30 zabiegów w zależności od wielkości obszaru zabiegowego.

SPOSÓB UŻYCIA:

- DIVES MED Ferulic Peel przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz specjalistów medycyny i kosmetyki estetycznej. Szczegółowy protokół zabiegowy dostępny jest na ulotce wewnętrznej.

SESJA I CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGOWA:

- Zaleca się wykonanie 4-8 zabiegów w odstępach 10-14 dniowych.

ZALECENIA PRZECHOWYWANIA I UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z ulotką.
Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Produkt do stosowania wyłącznie przez profesjonalistów.

Decydując się na zakup oświadczasz, że jesteś lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny estetycznej.