

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/dives-med-wrinkleout-ha-kompleks-odmładzajaco-pojednajacy-dla-skor-dojrzalych-10-x-5-ml-p-13178.html>



Dives Med WRINKLEOUT HA+ (kompleks odmładzająco – pojednający dla skór dojrzałych) 10 x 5 ml

Cena	830,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dives Med

Opis produktu

Zaawansowany koncentrat o spektakularnym efekcie odmładzającym, skonstruowany do szybkiej poprawy jędrności i gęstości skóry. Formuła zawiera bogactwo 7 peptydów biomimetycznych wzbogaconych w mieszaniny aminokwasów, minerałów, antyoksydantów oraz niskocząsteczkowy kwas hialuronowy. Dzięki wysokiemu stężeniu kwasu hialuronowego, kompleks działa jak molekularna gąbka – podtrzymuje optymalne nawodnienie skóry i przeciwdziała jej starzeniu. Kompozycja uzupełnia niedobór naturalnie występującego HA wypełniając zmarszczki od wewnątrz i redukując te powstałe w wyniku odwodnienia. Synergiczne działanie z peptydami biomimetycznymi zapewnia natychmiastową poprawę hydrodynamiki i elastyczności skóry. Zawartość heksapeptydu Argireline gwarantuje widoczną redukcję oznak starzenia i odbudowę skóry na poziomie komórkowym. Wrinkleout Ha+ silnie restrukturyzuje i regeneruje matrycę kolagenową skóry, działa przeciwzmarszczkowo, cytostymulacyjnie i antyglikacyjnie, dając niesamowite efekty redukcji zmarszczek i odmłodzenia skóry.

EFEKTY

- regeneracja i restrukturyzacja skóry
- skłonność skóry do zmarszczek i pęknięć
- zmniejszenie głębokości zmarszczek
- zmniejszenie zmarszczek
- zmniejszenie zmarszczek
- zmniejszenie zmarszczek
- zmniejszenie zmarszczek
- zmniejszenie zmarszczek
- zmniejszenie zmarszczek
- podniesienie poziomu nawilżenia i wypełnienia tkanek

OBSZARY STOSOWANIA

- twarz
- szyja
- dekolt
- dłonie

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- składowanie
- składowanie
- składowanie
- składowanie
- składowanie
- składowanie
- składowanie
- składowanie
- składowanie
- składowanie

PRZECIWWSKAZANIA

- nadwrażliwość lub alergia na jakikolwiek składnik preparatu

PEPTYDY BIOMIMETYCZNE

- Acetyl Hexapeptide-30

KWAS HIALURONOWY NIEUSIECIOWANY

- 15 mg/ml

MINERAŁY

- wapń

WITAMINY

- Kwas Foliowy (wit B9)

AMINOKWASY

Glutamina, Kwas Gamma-Aminomasłowy, Leucyna, Arginina

SPOSÓB UŻYCIA

Aplikować na oczyszczoną skórę do momentu uzyskania pożądanego efektu. Nie przekraczać 3ml produktu na obszar zabiegowy. Przed wykonaniem zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania oraz uzyskać świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach niepożądanych.

Do uzyskania zadawalających i trwałych efektów należy wykonać 4-6 zabiegów, w odstępach 14-21 dniowych. Nieprawidłowe lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

ZALECENIA POZABIEGOWE:

Aby uzyskać optymalne efekty zabiegu oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:

- nie narażać miejsca zabiegowego na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz personel medyczny. Przed użyciem zaleca się uzyskanie świadomej zgody na wykonanie zabiegu. Produkt aplikować tylko na zdrową skórę

Zawartość opakowania używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji. Produktu nie stosować po

upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy ampułka jest uszkodzona lub była nieprawidłowo przechowywana.

STERYLIZACJA:

Zawartość ampułek została wysterylizowana gorącym powietrzem.

OKRES PRZYDATNOŚCI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone lub było nieprawidłowo przechowywane. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 2-25°C, chronić przed zamarzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Zawartość opakowania używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.

PRZEZNACZENIE:

Produkt do użytku profesjonalnego. Stosować w zabiegach mezoterapii mikroigłowej, bezigłowej, sonoforezy, jonoforezy i infuzji tlenowej.

Produkt do stosowania wyłącznie przez profesjonalistów.

Decydując się na zakup oświadczasz, że jesteś lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny estetycznej.