

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/pylek-3d-holo-effect-03-neonail-2-g-p-7784.html>

Pyłek 3D Holo Effect 03 Neonail
- 2 g



Cena	22,49 zł
Cena poprzednia	29,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5329-3
Producent	Neonail

Opis produktu

Pyłek 3D Holo Effect 03 Neonail - 2 g

- [illegible]

ZASTOSOWANIE

Delikatnie zmaść paznokcie białym polskim.

Walczyć cienką warstwą Hard base i utwardzić w lampie UV (według tabeli).

Nakleć warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i ponownie utwardzić w lampie UV 36 W około 2 minuty lub LED 1 minutę (im ciemniejszy kolor tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.

Następnie nakłużyć drugą, równie cienką warstwę tego samego lakieru, po czym uwarodzić lakier w lampie

Niektóre cienkie warstwy Dry Top dla nadania nieamowialnego połysku. Utworzyć w tempie UV 36 W - 100 sekund lub LED 48 W - 20 sekund

Wnętrze 3D Halo Effect w uchwyceniu top opuszczeniem palca lub aplikatorem - zabezpiecza. Nadmiar skóry usuwać przy pomocy miękkiego pedzelka.

Bokun namo'aria wazata Tin Sultankar i shawki a lamda

Przebieganie pokryw paznokcie - tym razem - Hard Top lub Dry Top i stworzyć w lamie.